

LABORATUVAR ALET VE EKİPMANLARINI KULLANMA KURALLARI

DİSTİLE SU CİHAZI

- Distile su cihazı labaratuvar sorumlusu ve yetkili kişiler tarafından kullanılacaktır.
- Distile su bidonlarının kapağı açık unutulmayacak ve bidonlar başka bir yere taşınmayacaktır.
- Distile su bitmek üzere ise hemen yetkiliye haber verilecektir.
- Yüksek miktarda distile su ihtiyacı için bir gün önceden izin alınacaktır.
- Distile su bidonlarının içinden pipetle su çekilmemelidir.

ETÜV/FIRIN

- Etüvü ve fırını kullanan kişiler isimlerini ve çalışmanın biteceği zamanı etüvün üzerindeki etikete yazmalıdır.
- Etüv yada fırın çalışıyor ve çalışanın kimlik bilgileri yazıyor ise etüv kesinlikle kapatılmamalı veya sıcaklık ayarıyla oynanmamalıdır.
- Mesai saatine kadar bitmeyen çalışmalar kesinlikle labaratuvar sorumlusuna bildirilmeli, etüv ya da fırın çalışır durumda bırakılıp gidilmemelidir.

pH METRE

- Kullanılan pH metrenin kalibreli olup olmadığına bakılmalı, eğer kalibrasyon gerekli ise pH metrenin kalibrasyon yöntemine göre kalibre edilmelidir.
- Kalibrasyon çözeltileri temiz tutulmalı ve dolapta saklanmalıdır. prop, distile su ile iyice yıkanıp durulandıktan sonra kalibrasyon çözeltilisine batırılmalıdır.
- Ölçüm yapılmadığı zamanlarda probun koruma çözeltisi içinde durmasına dikkat edilmelidir. Probun koruma çözeltisi temiz olmalıdır.

EKER OCAK

- Deriřik asit, baz uucu özeltilele alıřırken mutlaka eker ocađı kullanılmalıdır.
- eker ocaklar kullanılmadan nce havalandırma sistemi aılmalıdır.
- eker ocakta alıřırken maske ve koruyucu gzlük kullanılmalıdır.
- eker ocađında alıřma esnasında eker ocađının camı mümkün olduđu kadar kapalı tutulmalıdır.

SPEKTROFOTOMETRE

- Isınması için alet lüm yapmadan 15 dakika nce aılmalıdır.
- Kvetler lüm haznesine yerleřtirilmeden nce kurulanmalı, rnek ađzına kadar doldurulmamalıdır. lümden sonra kvetler haznede unutulmamalı ve hemen temizlenip kaldırılmalıdır.
- Kvet haznesine kesinlikle sıvı dklmemeli, eđer dkld ise hemen kurutulmalıdır.
- Alet lüm bittikten sonra aık bırakılmamalı hemen kapatılmalıdır.

HASSAS TERAZİ

- Terazı kapakları mutlaka kapalı tutulmalı ve içinde bir řey olmamalıdır.
- Terazinin yatay pozisyonu kontrol edilmelidir. Terazideki hava kabarcıđının ortalanmıř olması gereklidir. Eđer deđil ise ortalanmalıdır.
- Terazı üzerine, içine ve etrafına kimyasal dklmemesine dikkat edilmelidir.